

Silane Primer

Apply silane to the internal portions of the restoration(s), dry with air, prior to placement in oral cavity.

Appliquer du silane sur la surface interne de la restauration, sécher avec un jet d'air avant la mise en place en bouche.

Antes de colocar la restauración en la boca aplicar el silano a la parte interna y secarla con aire.

Applizieren Sie Silan auf alle Flächen tihrer Restauration, die vom Befestigungszement bedeckt werden.

Applicare il silano sulle parti interne del(i) restauro(i), quindi asciugare con aria prima di inserire il restauro nella cavità orale.

Applicer silan på restaureringens indre flader og blæs tørt, før placering i munden.

Silaan aanbrengen op de inwendige delen van de restauratie(s) en met lucht drogen, voordat het in een mondcaviteit wordt geplaatst.

Vie silaania restoraatioiden sisäosiin ja ilmakuivaa ennen asettamista suuonteloon.

Βάλτε σιλάνιο στα εσωτερικά τμήματα της αποκατάστασης, στεγνώστε με αέρα, πριν από την τοποθέτηση στη στοματική κοιλότητα.

Påføre Silane på de innvendige delene av restaureringen(e), og tørk med luft før innsetting i munnhulen.

Applicera silan på de inre delarna av restaurationen(-erna) och torka med luft före placering i munnen.

Applicer silan på restaureringens indre flader og blæs tørt før placering i munden.

CE
0086



Manufactured By:
Kerr Corporation
1717 W. Collins Ave
Orange, CA 92867, USA
TEL: (800) KERR-123
kerrdental.com

EC REP

European Union Representative:
Kerr Italia, S.r.l.
Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy
TEL: +39-081-850-8311
kerrdental.eu